


کد: IN-PCSM-51	عنوان دستورالعمل : نحوه انجام آزمایشاتی که در آزمایشگاه بیوشیمی انجام می شوند	 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم مرکز آموزشی درمانی بیمانیه بهبود کیفیت
تاریخ ابلاغ: ۹۵/۱۰/۱۱		
تاریخ بازنگری: یکسال بعد		
تعداد صفحه: ۱ از ۱		
دامنه (محدوده): آزمایشگاه		ابزار و روش پایش:

تعریف :

- انجام آزمایشات بیوشیمی درخواستی شامل تست های قند خون، اندازه گیری آنزیم های کبدی و قلبی، آنالیز الکترولیت ها و مایعات بدن.

روش اجرایی:

- ۱ - مراحل انجام آزمایش در بخش بیوشیمی توسط مسئول شیفت به صورت مجزا در شرح وظایف کارکنان بخش قرار گرفته و کلیه کارکنان نسبت به وظایف خود آگاه باشند.
- ۲ - برنامه کنترل کیفی و نگهداشت دستگاه ها (طبق دستورالعمل مربوطه که در بخش موجود می باشد) برای اطمینان از عملکرد صحیح آنها در ابتدای هر روز توسط مسئول بخش اجرا شود.
- ۳ - نام و سری ساخت و تاریخ اعتبار کیت توسط مسئول بخش به هنگام محلول سازی در لیست کار ثبت شود.
- ۴ - نمونه ها توسط مسئول بخش از پرسنل نمونه گیری تحویل گرفته شود.
- ۵ - سانتریفوژ نمونه ها با دور ۳۵۰۰ تا ۳۸۰۰ و به مدت ۵ دقیقه انجام شود.
- ۶ - جداسازی سرم انجام شود.
- ۷ - سرم ها مطابق لیست کاری کاپ گرفته شده و بعد از تعریف تست های درخواستی هر مریض در دستگاه اتوآنالایزر کاپ ها در جایگاه مشخص شده قرار گیرند.
- ۸ - نتیجه آزمایشات به همراه نام فرد انجام دهنده و ساعت انجام آزمایشات در لیست کاری ثبت شود (با جواب های غیر قابل قبول طبق دستورالعمل مربوطه برخورد شود).
- ۹ - نتایج آزمایشات پس از تأیید در سیستم ثبت شود.

امکانات و تسهیلات :

منابع / مراجع:

- الزامات داخلی آزمایشگاه مطابق با دستورالعمل آزمایشگاه مرجع سلامت

مستندات مرتبط:

نام و سمت تهیه کننده / تهیه کنندگان:	نام و سمت تأیید کننده:	نام و سمت تصویب کننده:
مسئول آزمایشگاه: فردین یابنده پرسنل آزمایشگاه: رؤیا فرزین پور	مدیریت بیمارستان: عبدالعظیم جوکار مسئول فنی آزمایشگاه: دکتر فرهنگ هوشمند مدیریت بهبود کیفیت: سهیلا سامانی جهرمی	ریاست بیمارستان: دکتر اسماعیل رعیت دوست