

کد فرآیند: IN- PH-41	عنوان دستورالعمل : گندزدایی ابزارهای جراحی	 <p>دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی چهرم مرکز آموزشی درمانی پیمانیه - بهبود کیفیت</p>
تاریخ ابلاغ: ۹۵/۸/۱۱		
تاریخ بازنگری: یکسال بعد		
تعداد صفحه: ۱		
ابزار و روش پایش:	دامنه (محدوده) : واحد CSR	
<p>روش اجرایی:</p> <p>۱- کلیه ابزارهای جراحی با قابلیت استفاده مجدد (یک بار مصرف نیستند) باید قبل از استریل ، ضدعفونی شوند</p> <p>۲- کلیه ابزارهای جراحی جهت ضدعفونی باید در محلول مجاز بیمارستانی کورسولکس پلاس با غلظت 3٪ به مدت 19 دقیقه غوطه ور بمانند.</p> <p>۳- پس از ضدعفونی وسایل آب کشی شده و جهت خشک شدن و پکینگ به واحد CSR فرستاده می شود</p>		
منابع و مراجع: قوانین بیمارستان		
مستندات مرتبط: محلول ضدعفونی کننده -		
نام و سمت تصویب کننده:	نام و سمت تأیید کننده:	نام و سمت تهیه کننده / تهیه کنندگان:
دکتر قهرمان بمانا- ریاست	عبدالعظیم جوکار- مدیر بیمارستان	عباس قیومی زاده- سرپرستار اتاق عمل منصور عباس زاده- مسئول استریلیزاسیون