

<p>کد فرآیند: IN-PH-42</p>	<p>عنوان دستورالعمل : بازخوانی ابزار و وسایل استریل از بخش ها</p>	 <p>دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی جهرم مرکز آموزشی درمانی پیمانیه- بهبودکیفیت</p>
<p>تاریخ ابلاغ: ۹۵/۸/۱۱</p>		
<p>تاریخ بازنگری: یکسال بعد</p>		
<p>تعداد صفحه: ۱</p>		
<p>ابزار و روش پایش:</p>	<p>دامنه (محدوده): کلیه بخش های درمانی</p>	
<p><b>روش اجرایی:</b></p> <p>۱- کلیه وسایل استریل شده پارچه ای بعد از دو هفته نیاز به استریل مجدد دارند</p> <p>۲- هر گونه آسیب به وسایل پارچه ای که منجر به پاره شدن پارچه گردد باید دوباره استریل گردد</p> <p>۳- وسایل استریل پارچه ای و کاغذی بدون برچسب OK نیاز به استریل مجدد دارد.</p> <p>۴- هر گونه ابهام در استریل بودن وسایل در حکم غیر استریل محسوب شده و باید مجدد استریل گردد</p> <p>۵- خیس بودن وسایل استریل نیاز به استریلیزاسیون مجدد دارد</p> <p>۶- هر گونه آسیب و پاره شدن وسایلی که با وی پک بسته بندی می شوند غیر استریل محسوب می شوند و باید مجدد استریل گردند</p> <p>۷- برچسب تستهای میکروبی داخل ست ها در صورت OK نشدن مبنی بر استریل مجدد ست می باشد.</p>		
<p><b>منابع و مراجع:</b> قوانین بیمارستان</p>		
<p><b>مستندات مرتبط:</b></p>		
<p>نام و سمت تصویب کننده:</p>	<p>نام و سمت تأیید کننده:</p>	<p>نام و سمت تهیه کننده / تهیه کنندگان:</p>
<p>دکتر قهرمان بمانا-ریاست</p>	<p>عبدالعظیم جوکار-مدیر بیمارستان</p>	<p>عباس قیومی زاده-سرپرستار اتاق عمل منصور عباس زاده-مسئول استریلیزاسیون</p>